



PRZEZNACZENIE			DZIAŁANIE	PREPARAT	PRZYGOTOWANIE ROZTWORU	METODA STOSOWANIA	WYMAGANY CZAS KONTAKTU	KONIECZNOŚĆ SPŁUKIWANIA
	RĘCE	higiena rąk dla personelu i klientów	dezynfekcja	desmanol® pure (hyclick)	gotowy do użycia	wcieranie w suche dłonie	30 s	nie
				desderman® care (hyclick)	gotowy do użycia	wcieranie w suche dłonie	30 s	nie
				desderman® pure żel	gotowy do użycia	wcieranie w suche dłonie	30 s	nie
				desderman pure (hyclick)	gotowy do użycia	wcieranie w suche dłonie	30 s	nie
			mycie	sensiva® emulsja myjąca (hyclick)	gotowy do użycia	aplikacja na mokre dłonie lub ciało	30 s	tak
			pielęgnacja	sensiva® balsam	gotowy do użycia	wcieranie w suche dłonie	nie dotyczy	nie
				balmea®	gotowy do użycia	wcieranie w suche dłonie	nie dotyczy	nie
	JAMA USTNA	podrażnienia	odkażanie profilaktyka stanów zapalnych	octenisept®	gotowy do użycia	20 ml / płukanie	20 s	nie
			dekontaminacja profilaktyka stanów zapalnych	octenident®	gotowy do użycia	10 - 15 ml / płukanie	30 s	nie
	NARZĘDZIA	narzędzia stomatologiczne i chirurgiczne	mycie + dezynfekcja	gigasept® instru AF	5 ml środka + 995 ml wody = 1 l roztworu	zanurzenie	15 min	tak
		końcówki stomatologiczne	dezynfekcja	mikrozid® AF płyn/chusteczki	gotowy do użycia	spryskanie, przecieranie	1 min	nie
				mikrozid® universal chusteczki	gotowy do użycia	spryskanie, przecieranie	1 min	nie
		narzędzia obrotowe (np. wiertła, tarcze, frezy)	mycie + dezynfekcja	rotasept®	gotowy do użycia	zanurzenie	15 min	zalecane osuszanie na chusteczce celulozowej
		systemy ssące	mycie + dezynfekcja	aspirmatic®	20 ml środka + 1980 ml wody = 2 l roztworu	wypełnienie roztworem zgodnie z instrukcją	30 min	tak
	POWIERZCHNIE	powierzchnie małe i trudnodostępne odporne na działanie alkoholu	mycie + dezynfekcja	mikrozid® AF płyn/chusteczki	gotowy do użycia	spryskanie przecieranie	1 min	nie
				desam® spray	gotowy do użycia	spryskanie przecieranie	1 min	nie
				mikrozid® universal chusteczki	gotowy do użycia	przecieranie	1 min	nie
		powierzchnie małe wrażliwe na działanie alkoholu np. sprzęt elektroniczny	mycie + dezynfekcja	mikrozid® sensitive płyn	gotowy do użycia	spryskiwanie przecieranie	1 min	nie
				mikrozid® universal chusteczki	gotowy do użycia	przecieranie	1 min	nie
		powierzchnie szklane i lustrzane	mycie + dezynfekcja	mikrozid® universal chusteczki	gotowy do użycia	przecieranie	1 min	zalecane przetarcie suchym ręcznikiem papierowym
	POWIERZCHNIE	powierzchnie zmywalne	mycie + dezynfekcja	desam® effekt +	5 ml środka + 995 ml wody = 1 l roztworu	przecieranie	15 min	nie
		duże powierzchnie: ściany, podłogi	mycie	profloor® uni.	10-15 ml środka na litr wody	przecieranie	nie dotyczy	nie