



Preparat do manualnego mycia oraz dezynfekcji narzędzi chirurgicznych

## Discleen Extra

### Zalety

- nie zawiera aldehydów,
- zawiera inhibitory korozji,
- dobra kompatybilność materiałowa,
- opinia Karl Storz,
- niskie stężenie roztworu roboczego

### Właściwości produktu

Discleen extra jest preparatem przeznaczonym do manualnego mycia oraz dezynfekcji narzędzi chirurgicznych o szerokiej kompatybilności materiałowej zarówno wobec metali jak i tworzyw sztucznych. Może być stosowany w myjniach ultradźwiękowych. Działa bakteriobójczo, prątkobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo wobec BVDV oraz wirusa vaccinia.

### Wskazówki dotyczące stosowania

W czasie dezynfekcji należy zwracać uwagę na całkowite zanurzenie dezynfekowanych narzędzi. Instrumenty i narzędzia wewnątrz puste należy tak zanurzyć, aby puste przestrzenie były całkowicie wypełnione. Należy przestrzegać zalecanych czasów oddziaływania oraz stężeń roztworu roboczego.

CE 1023



# Discleen Extra

## Dane produktu

100 g produktu zawiera: 50 g chlorku didecyldimetyloamoniowego, 35 g chlorku benzyloalkilodimetylowego, 66 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy

## Wskazówki szczególne

Przechowywać w temperaturze od -10 do +25 st. C.  
Termin ważności: 24 miesiące.

## Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
Discleen Extra 1 l FL	1/Karton	70000087
Discleen Extra 5 kg KA	1/Karton	70000088

## Badania i informacje

Na życzenie dostarczymy niezbędne raporty dotyczące preparatu.



Firma Schulke CZ s.r.o. jest posiadaczem certyfikatów ISO 13485 oraz ISO 9001.

**Dystrybutor**  
Schulke Polska Sp. z o. o.  
Al. Jerozolimskie 132  
02-305 Warszawa, Polska  
Telefon +48 22 11 60 700  
Telefax +48 22 11 60 701  
www.schulke.pl  
schulke.polska@schuelke.com

**Wytwórca**  
Schulke CZ, s.r.o.  
Lidicka 445  
735 81 Bohumin, Czechy  
Telefon +420 558 320 260  
www.schulke.cz